

מקרים מראים כי קיימת חשיבות רבה לעיקור ציד השאייה לפני השאייה לבנק חלב. בבקשת הקפדי על עיקור ציד השאייה לפני ההנחיות

היגיינה ונקיון בשאייה לתרמת חלב

- לפני התחלת שאיבת:

 - רחיצת ידיים עם מים וסבון במשך כ-20 דקות, כולל בין האצבעות וגם את האגודל
 - יבוש במגבת בד נקייה (אחרי בביסה) או בניר סופג נקי
 - בדיקות תקינות ציוד ונקיונו (כוללمبرשת הנקיי הייעודית).
 - הכנתת ציוד השאייה היבש
 - בעת צורך: ניגוב הפטמה והעטרה בניר סופג עם חלב אם



- בתום שאיבת:

 - העברה מהירה של החלב השאבו לכלי אחסון מאושר ואחסנו במקום המיועד במקפיא
 - פירוק **בל** חלקו המשאייה לקרהת הנקיי ושתיפה במים קרים קרוב ככל האפשר לשימוש
 - ניקוי אзор השאייה ופניה השטח של המשאייה מומלץ: ניקוי החלקים בקערת מים מיועדת לצורך זה עם מים חמימים וסבון. להקפיד להשתמש רק בمبرשת מומלצת רק לצורך זה.



3. טיהור במדיח:

- בדיקה שכל הכלים מוכנסים למדיח הם לאחר שטיפה במים ללא שאריות מזון
- מיקום כלי השאייה והאחסון המותרים לעיקור או לשימוש במדיח על ידי היצרן מפורקים ככל האפשר בмагש העליון במדיח (ברשת או מקום שלא יפלן)
- טרם הפעלה, לוודא שאין כלិ אחר שוחסם את זרם הממטרה של המדיח והפעלת המדיח בתדירות של מעל ל-65 מעלות.
- יבוש: במקרה שהכלים רטובים: להניח את הכלים ליבוש על מתיקן נקי בדוגמת משטח המכוסה מגבת ניר או מגבת בד נקייה. חשוב להניח גם אתمبرשת הנקיי ליבוש מגבת בד נקייה. חשוב להניח גם אתمبرשת הנקיי ליבוש מגבת ניר או



- טיhor ידע:

 - אחרי השטיפה במים קרים, יש לנוקות את כל השאייה והאחסון במים חמימים עם חומר נקיי (סבון כלים). חשוב להשתמש בمبرשת כלים מיועדת בתום הסיבון, יש לשטוף את כל השאייה והאחסון במים חמימים כולל אתمبرשת הייעודית
 - יעקור: אחרי שהכל נקי ומפורק עיקרי את כל השאייה והאחסון המותרים לעיקור לפפי הוראות יצנן המשאייה (לדוגמא: עיקור במיקרו) יבוש: להניח על מתיקן נקי בדוגמת משטח המכוסה מגבת ניר או מגבת בד נקייה. חשוב להניח גם אתمبرשת הנקיי ליבוש מגבת ניר או

4. אחסון חלקו מטופחים ויבשים:

- לאחר היבוש המלא, יש לאחסן בקופסת פלסטיק נקייה עם מכסה



חשיבות: אם החלפת משאבה מאזור שגוייסת כתורמת לבנק חלב, חשוב שתעדכני את צוות הבנק ותקבלי אישור למשאבה החדשה

אפשרויות עיקור נוספת: ניתן להשתמש גם בטהרף, כל עוד מונעים את חומר החיטוי ולא שוטפים לפני השימוש במילוי או בעיקור במיקרוגל (שકית מיועדת או כל קשיש). ככל מקרה העיקור נעשה אחר פירוק ונקיי החלקים על פי ההנחיות.

